

[ΜΥΤΗΙC 22 AL - ΟΡΗΕΕ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ \[1\]](#)




Αιματολογικός αναλυτής με αυτόματο δειγματολήπτη, χωρητικότητας 50 σωληναρίων και αυτοματοποιημένο τρύπημα καπακιού που βελτιστοποιεί την απόδοση του χρόνου στο εργαστήριο.

- 24 Parameters
- Auto Loading System
- Up to 50 Tests per Hour
- 5-DIFF Fully Automated Analyzer

Με δυο νέες παραμέτρους:

- RDW-SD
- P-LCR

Σχετικά αρχεία:

 [orphee_mythic_22_al_mailing.pdf](#) [2]

Source URL: <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/2aimatologikoi/mythic-22-al-toy-oikoy-orphee-elvetias>

Σύνδεσμοι

- [1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/2aimatologikoi/mythic-22-al-toy-oikoy-orphee-elvetias>
- [2] https://www.sdiagno.gr/sites/default/files/orphee_mythic_22_al_mailing.pdf