

## MINI-CUBE [1]



Αυτόματος αναλυτής συνεχούς φόρτωσης, για τον προσδιορισμό της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών σε 4 ταυτόχρονα δείγματα. Υποδοχή USB και Bluetooth για προσωπικό υπολογιστή,

smartphone και tablet.

- **ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΜΕ SODIUM CITRATE**
  - Η εξέταση πραγματοποιείται σε δείγματα που συλλέγονται στα ίδια μοβ σωληνάκια που χρησιμοποιούνται για την γενική αίματος
- **ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ**
  - Συνεχής φόρτωση δειγμάτων, οθόνης αφής, θύρα USB και σύνδεση Bluetooth με υπολογιστή, tablet και smartphone
- **ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**
  - Καμία παραγωγή αποβλήτων και κανένα επιπλέον κόστος για τη διάθεση τους
- **ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ**
  - Η ΤΚΕ προσδιορίζεται στον ίδιο σωληνάκι κενού γενικής αίματος:
    - Καμία επαφή με αίμα.
    - Δεν λαμβάνεται επιπλέον αίμα.
    - Δεν παράγονται υγρά απόβλητα.

## Σχετικά αρχεία:



[mini-cube\\_en\\_brochure\\_.pdf](#) [2]

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/tahytitas-kathizisis-erythron/mini-cube>

## Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/tahytitas-kathizisis-erythron/mini-cube>

[2] [https://www.sdiagno.gr/sites/default/files/mini-cube\\_en\\_brochure\\_.pdf](https://www.sdiagno.gr/sites/default/files/mini-cube_en_brochure_.pdf)