

## ΜΥTHIC 70 - ORPHÉE - Αιματολογικός Αναλυτής [1]



Μικρός και ισχυρός αιματολογικός αναλυτής με αυτόματη φόρτωση. Η True 5+ Diff πολύ-πατενταρισμένη τεχνολογία παρέχει 29 παραμέτρους, σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Η κορυφαία ποιότητα εξασφαλίζει ασταμάτητη αξιοπιστία και ασύγκριτη εξοικονόμηση κόστους. Η δυνατότητα φόρτωσης 50 δειγμάτων στον αυτόματο δειγματολήπτη, απογειώνει την απόδοση του εργαστηρίου σας!

### **Χαρακτηριστικά**

- Σύστημα Λειτουργίας με αυτόματο δειγματολήπτη ή λειτουργία STAT για επείγοντα αποτελέσματα
- 70 δείγματα/ώρα
- 29 παράμετροι
- Όγκος δείγματος: 17,5 uL / 20 uL
- Λειτουργίες: Ολικό αίμα, Προ-αραίωση
- Διαστάσεις: 507 mm x 540 mm x 430 mm
- Μόνο 3 Αντιδραστήρια: Diluent, Cleaner, Lytic
- Δυνατότητα μέτρησης STAT δείγματος

[https://www.youtube.com/watch?v=luvfGZBVzO4&ab\\_channel=CormayDiagnostics](https://www.youtube.com/watch?v=luvfGZBVzO4&ab_channel=CormayDiagnostics) [2]

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/aimatologikoi/mythic-70-orphee-aimatologikos-analytis>

### Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/aimatologikoi/mythic-70-orphee-aimatologikos-analytis>

[2] [https://www.youtube.com/watch?v=luvfGZBVzO4&ab\\_channel=CormayDiagnostics](https://www.youtube.com/watch?v=luvfGZBVzO4&ab_channel=CormayDiagnostics)