

## GH-900Plus [1]



Ο πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής μέτρησης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), GH-900 Plus, λειτουργεί με τη μέθοδο αναφοράς HPLC και μας δίνει αποτέλεσμα μόλις σε 130 δευτερόλεπτα.

Αποτελεί την οικονομική αλλά απόλυτα αξιόπιστη λύση για την παρακολούθηση του διαβήτη σε εργαστήρια μικρής και μεσαίας δυναμικής.

- Μεθοδολογία : Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC)
- Εύρος δοκιμής : 3% - 18%
- Ακρίβεια :  $CV \leq 1,5\%$
- Ταχύτητα δοκιμής : 130 Δευτ. / Test
- Τύπος δείγματος : 10μL ολικό αίμα ή 400μL (αραιωμένο αίμα)
- Σταθμός αυτόματης δειγματοληψίας με 5 θέσεις στο rack
- Φωτόμετρο : Ανιχνευτής 415nm + 500nm
- Φίλτρο  $\geq 800$  Test
- Απεικόνιση με οθόνη αφής LCD 10,1" TFT True Color
- Λογισμικό Linux με αυτοδιάγνωση για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό σφαλμάτων συστήματος

- Κιτ αντιδραστηρίων Eluent A, Eluent B, Hemolysin L, Calibrator; QC Material
- Εισαγωγή πληροφοριών με Σαρωτή ή Πληκτρολόγιο αφής
- Αποθήκευση 4000 Αποτελεσμάτων
- Σύνδεση: Συμβατό με USB, LAN, LIS
- Εκτυπωτής: Thermal Printer
- Λειτουργία σε Θερμοκρασία 10 ~ 30 °C
- Υγρασία ≤ 80%
- Διαστάσεις 450mm(L)\*360mm(Π)\*540mm(Υ)
- Βάρος 32,8 κιλά

[https://www.youtube.com/watch?v=sVnUAsr8s1k&ab\\_channel=LifotronicTechnology](https://www.youtube.com/watch?v=sVnUAsr8s1k&ab_channel=LifotronicTechnology) [2]

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/glykozyliomenis-aimosfairinis/gh-900plus>

### Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/glykozyliomenis-aimosfairinis/gh-900plus>

[2] [https://www.youtube.com/watch?v=sVnUAsr8s1k&ab\\_channel=LifotronicTechnology](https://www.youtube.com/watch?v=sVnUAsr8s1k&ab_channel=LifotronicTechnology)