

## ΜΥΘΙΚ 18 - ΟΡΦΕΕ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ [1]



Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής 19 παραμέτρων.

- Μικρό μέγεθος για απλή και εύκολη συντήρηση.
- Χαμηλή κατανάλωση αντιδραστηρίων.
- Μικρό (<10 µl) όγκο δείγματος/test
- QVGA Οθόνη αφής

### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Βαθμονόμηση: Αυτοματοποιημένη ή χειροκίνητη.
- Ποιοτικός έλεγχος: 6 παρτίδες ορών ελέγχου με πίνακες και διαγράμματα.
- Αρχείο: Εσωτερική μνήμη 1500 αποτελεσμάτων.
- Μαζική αποθήκευση (USB): Εώς 60000 αποτελέσματα
- Ιχνηλασιμότητα
- Στοιχεία ασθενούς: Όνομα, Αριθμός ασθενούς, Αριθμός δείγματος.
- Ημερήσιο αρχείο.
- Παρακολούθηση αντιδραστηρίων: Αριθμός παρτίδας, Ημερομηνία λήξης, Ποσότητα.
- Αρχείο τεχνικής υποστήριξης.
- Ειδοποιήσεις: Παθολογικές τιμές - εργαστηριακά όρια - κατάσταση αντιδραστηρίων - προβλημάτων του οργάνου.
- Επιπλέον δυνατότητα εξωτερικής σάρρωσης (barcode scanner).

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/aimatologikoi/mythic-18-orphee-aimatologikos-analytis>

## Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/aimatologikoi/mythic-18-orphee-aimatologikos-analytis>