

ΜΥΤΗΙΣ 22 ΟΤ - ΟΡΡΗΕΕ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ [1]



Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής 22 παραμέτρων.

- 100% Οπτικός διαχωρισμός με (Solid State) πηγή φωτός.
- Συμπαγές μέγεθος για ελάχιστη συντήρηση.
- QVGA έγχρωμη οθόνη αφής.
- Χαμηλός (< 17 μl) όγκος δείγματος/test.
- Μόνο 3 αντιδραστήρια (χαμηλό κόστος ανάλυσης).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βαθμονόμηση: Αυτοματοποιημένη ή χειροκίνητη.
- Ποιοτικός έλεγχος: 6 παρτίδες ορών ελέγχου με πίνακες καί διαγράμματα.
- Αρχείο: Εσωτερική μνήμη 1500 αποτελεσμάτων.
- Μαζική αποθήκευση (USB): Εώς 60000 αποτελέσματα.
- Ιχνηλασιμότητα.
- Στοιχεία ασθενούς: Όνομα, Αριθμός ασθενούς, Αριθμός δείγματος.
- Ημερήσιο αρχείο.
- Παρακολούθηση αντιδραστηρίων: Αριθμός παρτίδας, Ημερομηνία λήξης, Ποσότητα.
- Αρχείο τεχνικής υποστήριξης.
- Ειδοποιήσεις: Παθολογικές τιμές - εργαστηριακά όρια - κατάσταση αντιδραστηρίων - προβλημάτων του οργάνου.

- Επιπλέον δυνατότητα εξωτερικής σάρωσης (barcode scanner).

Source URL: <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/aimatologikoi/mythic-22-ot-toy-oikoy-orpiee-elvetias>

Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/aimatologikoi/mythic-22-ot-toy-oikoy-orpiee-elvetias>