

## [Rapidchem 744/754](#) [1]



**Παραγωγικότητα:** 120 τεστ/ώρα

**Ποσότητα δείγματος:** 55μl

**Αποθήκευση:** 64 ασθενείς

### **Περιγραφή**

Ο αναλυτής ηλεκτρολυτών rapidchem της εταιρίας Siemens συνδυάζει το χαμηλό κόστος ανάλυσης με την ασφαλή λειτουργία και το μικρό κόστος συντήρησης.

Υψηλής ευαισθησίας ηλεκτρόδιο που βαθμονομεί αυτόματα ή με επιλογή του χρήστη και παρέχει υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα.

Ενσωματωμένο εκτυπωτή καθώς και σύστημα ποιοτικού ελέγχου . Εργονομικό σχεδιασμό που απαιτεί τον λιγότερο δυνατό λειτουργικό χώρο.

Σύνδεση με LIS/HIS ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα μεταφοράς δεδομένων.

Μετρούμενοι παράμετροι: Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup> και Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, li σε ολικό αίμα, πλάσμα, ορό και ούρα.

Εύρος μέτρησης: σε ορό, αίμα, πλάσμα

Na: 100.0-200.0(mmol/L)

K: 1.00-10.00(mmol/L)

Cl: 50.0-150.0(mmol/L)

Εύρος μέτρησης: σε ούρα

Na: 10.0-300.0(mmol/L)

K: 2.00-200.0(mmol/L)

Cl: 15.0-400.0(mmol/L)

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/ilektrolyton/rapidchem-744754>

### **Σύνδεσμοι**

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/ilektrolyton/rapidchem-744754>