

CA-500 SERIES [1]



ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ CA-500 Series.

ΓΕΝΙΚΑ

Συνδυασμός Πηκτικολογικών και Χρωμογονικών Αναλύσεων.

Ευκολία προγραμματισμού με οθόνη αφής και φιλικό στο χρήστη λογισμικό.

Αυτόματη διαχείριση αντιδραστηρίων, δειγμάτων εξετάσεων.

Δυνατότητα αυτόματης αραίωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων ποιοτικής ανίχνευσης και βαθμονόμησης.

Συνεχής φόρτωση δειγμάτων, αντιδραστηρίων / κυβεττών.

Χρήση αρχικών σωληναρίων αιμοληψίας με δυνατότητα θετικής αναγνώρισης των δειγμάτων με αναγνώστη γραμμικού κώδικα.

Δυνατότητα μέτρησης επειγόντων δειγμάτων ανά πάσα στιγμή και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.

Ελεύθερη επιλογή αντιδραστηρίων (open system).

Δυνατότητα προγραμματισμού 5 παραμέτρων και 14 ελεύθερα προγραμματιζόμενα πρωτόκολλα εξετάσεων.

Χρησιμοποιεί μιας χρήσεως κυβέττες μέτρησης, ανεξάρτητες μεταξύ τους και όχι καθ' ομάδες ώστε να επιτυγχάνεται οικονομικότερη λειτουργία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυνατότητα παρουσίασης στην οθόνη και εκτύπωσης.

Μεγαλύτερη από 60 test/h για τις πήκτικολογικές εξετάσεις. Περίπου 50 tests/h σε συνδυασμό πήκτικολογικών και χρωμογονικών

xControl, Levy-Jennings Control, 12 files, 7 παράμετροι, μνήμη 180 αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα διαχείρισης αποτελεσμάτων ασθενών, αποθήκευση πληροφοριών για 300 δείγματα (1500 εξετάσεις)

Ενσωματωμένος εκτυπωτής με δυνατότητα εκτύπωσης καμπυλών και αποτελεσμάτων

Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό υπολογιστή (L.I.S.)

Μεταφερόμενο στατώ αντιδραστηρίων 10 θέσεων: 4 - ψυχόμενες θέσεις, 6 - μη ψυχόμενες θέσεις.

Συνδυασμός Πηκτικολογικών και Χρωμογονικών Αναλύσεων Τυχαίας προσπέλασης για PT,a PTT, Fibr, TT, AT III, Prot-C, Batroxobin Time, Lupus Anticoagulant, Heparin, Factors II ,XII, D-Dimers, Pro C Global.

Εξήντα (60) θέσεις σωληναρίων αντιδράσεως, 11 κανάλια/θέσεις επώασης, μετρήσεως.

Source URL: <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/pixis/ca-500-series>

Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/pixis/ca-500-series>