

VESMATIC EASY [1]



Αυτόματη συσκευή, τυχαίας προσέλασης, μέτρησης της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών.

- Μέχρι 10 δείγματα.
- Χαμηλού κόστους.
- Αποτελέσματα σε 10 λεπτά.
- Ασφαλές.
- Συμπαγές με μικρό όγκο.
- Μόνο 1 ml αίματος.
- Απόλυτη συσχέτιση με την μέθοδο αναφοράς ICSH-Westergren.
- Συνεργάζεται με συστήματα υπολογιστών.
- ID Θετικού δείγματος (Προαιρετικό).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οπτική μονάδα: Υπέρυθρος αισθητήρας.
- Οθόνη LCD με 16 Χαρακτήρες ανά γραμμή.
- Διαθέτει είσοδο USB.
- Διαστάσεις: (15x15x22cm)(ΜxΠxΥ).
- Βάρος 1,5 kg
- Ενσωματωμένος Εκτυπωτής.

- Εξωτερική τροφοδοσία IN 100/240 VAC OUT 9VDC

Source URL: <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/kathizisis/vesmatic-easy>

Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/kathizisis/vesmatic-easy>