

[ADVIA Centaur XP Immunoassay System \[1\]](#)



Παραγωγικότητα: 240 εξετάσεις/ώρα

Λειτουργικότητα: Δέν σταματά για ανεφοδιασμό

Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων: 30 θέσεις

Περιγραφή:

Ο ADVIA Centaur, είναι αναλυτής νέας γενιάς, το νεότερο σύστημα της κατοχυρωμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από την γενιά των συστημάτων ACS. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να είναι πάντα σε ετοιμότητα για να διαχειρίζεται δείγματα όλο το 24ωρο. Διαθέτει ψυχόμενο θάλαμο 30 αντιδραστηρίων και επιτρέπει την μικρότερη δυνατή ενασχόληση του χειριστή. Αυτό το σύστημα σχεδιάστηκε για να αποδίδει την βέλτιστη παραγωγικότητα με ταχύτητα 240 εξετάσεων ανά ώρα, δίνοντας το πρώτο αποτέλεσμα στα 18 λεπτά και ανά 15 δευτερόλεπτα τα υπόλοιπα αποτελέσματα (για το 98% των εξετάσεων ρουτίνας του εργαστηρίου), ενώ λειτουργεί χωρίς καμία παρέμβαση από τον χειριστή (walkaway) για 3,5 ώρες (840 εξετάσεις).

Χαρακτηριστικά και ωφέλη:

Ολοκληρωμένο πάνελ εξετάσεων ανά κατηγορία ασθενών.

Αυτόματη Αραίωση- Αυτόματη Επανάληψη.

Σύστημα ψύξης αντιδραστηρίων.

Πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου.

Υψηλή αξιοπιστία και ποιότητα αποτελεσμάτων.

Προσθαφαίρεση αντίδραστηριων και αναλωσίμων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή.

Ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας.

Source URL: <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/advia-centaur-xp-immunoassay-system>

Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/advia-centaur-xp-immunoassay-system>