

## ADVIA Centaur CP Immunoassay System [1]



**Παραγωγικότητα:** 180 εξετάσεις/ώρα.

**Λειτουργικότητα:** Δεν σταματά για ανεφοδιασμό.

**Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων:** 15 θέσεις.

### **Περιγραφή:**

Ο ADVIA Centaur CP είναι ο νέος αναλυτής της Siemens που συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα και τις καινοτομίες του ADVIA Centaur με την τεχνολογία του αύριο. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του δίνει την δυνατότητα στον αναλυτή να είναι πάντα σε ετοιμότητα για να διαχειρίζεται δείγματα όλο το 24ωρο χωρίς να χρειάζεται παρά μόνο την ελάχιστη ενασχόληση του χειριστή.

Ο ADVIA Centaur CP διαθέτει ψυγείο αντιδραστηρίων 15 θέσεων και επιτρέπει την παραμονή και φύλαξη των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή, μειώνοντας σημαντικά την απαιτούμενη προεργασία πριν την έναρξη της ρουτίνας.

Ο αναλυτής αυτός έχει την μεγαλύτερη πραγματική παραγωγικότητα από οποιοδήποτε άλλο μη επιδαπέδιο σύστημα, αποδίδοντας 180 αποτελέσματα ανά ώρα με πρώτο αποτέλεσμα στα 15 λεπτά και ανά 20 δευτερόλεπτα όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Ο σχεδιασμός του αναλυτή επιτρέπει στον χειριστή διάστημα αυτονομίας (walk away) 400 εξετάσεων. Ο ADVIA Centaur CP ανήκει στην οικογένεια ανοσολογικών αναλυτών ADVIA και ACS. Χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια και την ίδια τεχνολογία αιχμής σε συνδυασμό με νέες σχεδιαστικές προτάσεις ώστε να αποτελεί τό μέλλον των ανοσολογικών αναλυτών.

### **Χαρακτηριστικά και ωφέλη:**

Ολοκληρωμένο πάνελ εξετάσεων ανά κατηγορία ασθενών.

Αυτόματη Αραίωση- Αυτόματη Επανάληψη.

Σύστημα ψύξης.

Πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου.

Υψηλή αξιοπιστία και ποιότητα αποτελεσμάτων.

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/advia-centaur-cp-immunoassay-system>

#### **Σύνδεσμοι**

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/advia-centaur-cp-immunoassay-system>