

## IMMULITE 1000 [1]



**Παραγωγικότητα:** 120 εξετάσεις/ώρα.

**Λειτουργικότητα:** Συνεχής φόρτωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων χωρίς διακοπή τής λειτουργίας του. Ο χρόνος ζωής των αντιδραστηρίων είναι μεταξύ 8 - 12 μηνών.

**Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων:** 12 θέσεις.

### Περιγραφή:

1. Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής IMMULITE 1000 Random Access System, τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας, με την μέθοδο τής ενισχυμένης χημειοφωταύγειας. Η μέθοδος τού αναλυτή -ενισχυμένη χημειοφωταύγεια- είναι αυτή πού σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία έκπλυσης πού χρησιμοποιείται, έδωσε και δίνει την δυνατότητα για πραγματοποίηση αναλύσεων με εξαιρετικά αυξημένη ευαισθησία.
2. Εκτελεί ταυτόχρονα 12 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα, και επιπλέον έχει τήν δυνατότητα αλλαγής των αντιδραστηρίων και κατά τήν διάρκεια τής λειτουργίας του.
3. Διαθέτει ψυχόμενο χώρο (15oC) για τήν ασφαλή συντήρηση των αντιδραστηρίων.
4. Έχει τήν δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, σε έγχρωμο εκτυπωτή τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας.
5. Τά αντιδραστήρια τού αναλυτή διατίθενται σε πρακτικές συσκευασίες (ανάλογα με τόν όγκο των αναλύσεων ).
6. Επιπλέον ο αναλυτής IMMULITE 1000 έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης για τήν μέτρηση επειγόντων δειγμάτων (STAT) σε κάθε φάση τής λειτουργίας του. Τά επείγοντα δείγματα (STAT) μπορούν νά προστεθούν ανά πάσα στιγμή, σε κάθε φάση λειτουργίας τού αναλυτή και νά μετρηθούν κατά προτεραιότητα, χωρίς νά διακόπτεται η λειτουργία τού αναλυτή και χωρίς καθυστέρηση των αναλύσεων πού ήδη πραγματοποιεί ο αναλυτής.
7. Ο αναλυτής IMMULITE 1000 έχει δυνατότητα ανίχνευσης τής στάθμης των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών - διαθέτει μετρητή για τήν ανάγνωση τού υπολοίπου τού κάθε αντιδραστηρίου.

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/immulite-1000>

### Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/immulite-1000>