

## IMMULITE 1000 [1]



**Παραγωγικότητα:** 120 εξετάσεις/ώρα.

**Λειτουργικότητα:** Συνεχής φόρτωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. Ο χρόνος ζωής των αντιδραστηρίων είναι μεταξύ 8 - 12 μηνών.

**Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων:** 12 θέσεις.

### Περιγραφή:

1. Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής IMMULITE 1000 Random Access System, τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας, με την μέθοδο της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας. Η μέθοδος του αναλυτή -ενισχυμένη χημειοφωταύγεια- είναι αυτή που σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία έκπλυσης που χρησιμοποιείται, έδωσε και δίνει την δυνατότητα για πραγματοποίηση αναλύσεων με εξαιρετικά αυξημένη ευαισθησία.
2. Εκτελεί ταυτόχρονα 12 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα, και επιπλέον έχει την δυνατότητα αλλαγής των αντιδραστηρίων και κατά την διάρκεια της λειτουργίας του.
3. Διαθέτει ψυχόμενο χώρο (15oC) για την ασφαλή συντήρηση των αντιδραστηρίων.
4. Έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, σε έγχρωμο εκτυπωτή τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας.
5. Τα αντιδραστήρια του αναλυτή διατίθενται σε πρακτικές συσκευασίες (ανάλογα με τον όγκο των αναλύσεων ).
6. Επιπλέον ο αναλυτής IMMULITE 1000 έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης για την μέτρηση επειγόντων δειγμάτων (STAT) σε κάθε φάση της λειτουργίας του. Τα επείγοντα δείγματα (STAT) μπορούν να προστεθούν ανά πάσα στιγμή, σε κάθε φάση λειτουργίας του αναλυτή και να μετρηθούν κατά προτεραιότητα, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή και χωρίς καθυστέρηση των αναλύσεων που ήδη πραγματοποιεί ο αναλυτής.
7. Ο αναλυτής IMMULITE 1000 έχει δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών - διαθέτει μετρητή για την ανάγνωση του υπολοίπου του κάθε αντιδραστηρίου.

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/immulite-1000>

### Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/immulite-1000>