

IMMULITE 2000/XPi [1]



Παραγωγικότητα: 200 εξετάσεις/ώρα.

Λειτουργικότητα: Reflex Testing: Παγκόσμια πρωτοπορία της DPC στους ορμονολογικούς αναλυτές. Δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή της προεπιλογής εξετάσεων τις οποίες ο αναλυτής πραγματοποιεί αυτόματα, εφόσον η εξέταση πρωταρχικής διαγνωστικής αξίας βρεθεί εκτός φυσιολογικών τιμών (πχ. στον θυρεοειδή εάν η TSH βρεθεί εκτός των φυσιολογικών τιμών ο αναλυτής αυτόματα πραγματοποιεί την F T4).

Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων: 24 θέσεις.

Περιγραφή:

Ο αναλυτής Νέας Γενιάς IMMULITE 2000 του αμερικάνικου οίκου SIEMENS είναι υπεραυτόματος Ανοσολογικός - Ορμονολογικός Αναλυτής συνεχούς φόρτωσης, με τη μέθοδο της ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ, με δυνατότητα 200 πραγματικών αναλύσεων την ώρα.

Είναι τεχνολογίας CONTINUOUS LOADING/ RANDOM - ACCESS, δηλαδή συνεχούς φόρτωσης και τυχαίας επιλογής δείγματος, και επιπλέον ικανός για άμεση μέτρηση επειγόντων δειγμάτων (stat) σε οποιαδήποτε φάση της λειτουργίας του.

Κατάλληλος για εξετάσεις:

- ορμονών: θυρεοειδούς, γονιμότητας, στεροειδών
- καρκινικών δεικτών
- προγεννητικού ελέγχου
- αναιμίας
- αλλεργίας

Ο IMMULITE 2000 αποτελεί την απόλυτη λύση για μέγιστη παραγωγικότητα σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση ασθενών.

- Καινοτόμες λειτουργίες για την βέλτιστη εκμετάλλευση μόχθου και χρόνου.
- Υψηλή παραγωγικότητα 200 test/ώρα.
- 24 ψυχόμενα αντιδραστήρια on line στους 4-8οC.
- Δυνατότητα αυτόματης προαραίωσης ορού.
- Αυτόματη η προεπιλεγμένη επανάληψη τών εκτός ορίων δειγμάτων

Source URL: <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/immulite-2000>

Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/anosologikoi/immulite-2000>