

## CLINITEK STATUS [1]



**Μνήμη:** 950 δείγματα ασθενών

200 αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου

700 στοιχεία ασθενών

### **Περιγραφή:**

Το **Clinitek Status** είναι ένας αυτόματος μηχανισμός για ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο ούρων στον χώρο εργασίας, που συνδυάζει ακρίβεια και επεξεργασία δεδομένων για να προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα στον τομέα της επικοινωνίας, καθώς και ελεγχόμενη προσβασιμότητα.

Εξελιγμένο QC, ακριβές στην ερμηνεία των ταινιών ούρων καθώς και έλεγχο κάθε ταινίας για υγρασία ή παρεμβολές.

Προσδιορισμός 12 βασικών παραμέτρων, προσδιορισμού HCG ούρων και εξαγωγή νεφρικού δείκτη.

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/oyron/clinitek-status>

#### **Σύνδεσμοι**

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/oyron/clinitek-status>