

## CLINITEK ADVANTUS [1]



**Μνήμη:** 500 στοιχεία ασθενών

200 αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου

**Παραγωγικότητα:** 500 τεστ/ωρα

### Περιγραφή:

Το **Clinitek Advantus** του **Siemens** είναι ένας **500** τεστ/ώρα ποιοτικός και ποσοτικός αναλυτής ούρων που ελέγχει τα αποτελέσματα των 11, τα 10 κλάσας του δείγματος και επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα.

Εξειλιγμένο QC, ακριβές στην ερμηνεία των ταινιών ούρων καθώς και έλεγχο κάθε ταινίας για χρώμα, υγρασία η παρεμβολές.

Προσδιορισμός 12 βασικών παραμέτρων, και εξαγωγή νεφρικού δείκτη. Ενσωματωμένος εκτυπωτής και έγχρωμη οθόνη αφής.

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/oyron/clinitek-advantus>

#### **Σύνδεσμοι**

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/analytes/oyron/clinitek-advantus>