

## ΚΛΙΒΑΝΟΙ MEMMERT [1]



Η Memmert είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει εξοπλισμό εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων κλίβανων που χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές στη βιομηχανία, την έρευνα και την ιατρική. Οι κλίβανοι IN30 και UN30 είναι δύο από τα μοντέλα της εταιρείας με παρόμοιες αλλά διαφορετικές δυνατότητες.

### **Κλίβανος Memmert IN30**

Τύπος: Εποαστικός κλίβανος

Όγκος θαλάμου: 32 λίτρα

Εύρος θερμοκρασίας: Από +30°C έως +80°C

Ομοιομορφία θερμοκρασίας:  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  στους 37°C

Ακρίβεια θερμοκρασίας:  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

Χρονοδιακόπτης: Ψηφιακός, με δυνατότητα προγραμματισμού

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Διαθέτει έλεγχο CO<sub>2</sub>, ο οποίος είναι σημαντικός για κυτταροκαλλιέργειες, και λειτουργίες υγρασίας. Επίσης, περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα ασφαλείας για την προστασία των δειγμάτων.

## Κλίβανος Memmert UN30

Τύπος: Αποστειρωτικός κλίβανος (Drying oven)

Όγκος θαλάμου: 32 λίτρα

Εύρος θερμοκρασίας: Από +30°C έως +300°C

Ομοιομορφία θερμοκρασίας:  $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$  στους 150°C

Ακρίβεια θερμοκρασίας:  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

Χρονοδιακόπτης: Ψηφιακός, με δυνατότητα προγραμματισμού

## Σχετικά αρχεία:

 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ MEMMERT IN 30](#) [2]

 [ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ MEMMERT UN 30](#) [3]

**Source URL:** <https://www.sdiagno.gr/products/exoplismos-ergastirioy/voithitikon-organon/klivanoi>

## Σύνδεσμοι

[1] <https://www.sdiagno.gr/products/exoplismos-ergastirioy/voithitikon-organon/klivanoi>

[2] [https://www.sdiagno.gr/sites/default/files/memmert-incubator-in30.en\\_.pdf](https://www.sdiagno.gr/sites/default/files/memmert-incubator-in30.en_.pdf)

[3] [https://www.sdiagno.gr/sites/default/files/memmert-universal-oven-un30.en\\_.pdf](https://www.sdiagno.gr/sites/default/files/memmert-universal-oven-un30.en_.pdf)